

Tähis	JVK– 13.3
Viide	PVK-13
Versioon	01

Kinnitas		Merle Keps	Kvaliteedijuht	
Koostas		Polina Savitski	Osakonnajuhataja	04.11.2020
	Allkiri	Ees- ja perekonnanimi	Ametikoht	Kuupäev

## VEENIVERE VÕTMISE JUHEND

### EESMÄRK

Käesoleva juhendi eesmärk on tagada korrektne veenivere võtmine immunoematoloogilisteks uuringuteks.

### VASTUTUS

Juhendi järgimise eest vastutab protseduuri teostaja.

### TEGEVUSKIRJELDUS

1. Identifitseeri patsient küsides patsiendilt tema nime ja sünniaega ning võrdle neid tellimusel olevatega.  
Lapse või puudega isiku identifitseerimiseks küsi info lapsevanemalt või vastutava isiku/hooldaja käest.  
Raskes üldseisundis/teadvuseta patsiendi identifitseerimine toimub randmepaelal olevate andmete alusel.
2. Taga patsiendile mugav asend. Informeeri patsienti eesootavast protseduurist.  
Istuv patsient paneb oma käe käetoele, lamaval patsiendil aseta käsi padjale.  
Protseduuri ajal ei tohi patsient süüa, juua ega närida närimiskummi.
3. Pane valmis vajalikud tarvikud (nõel koos nõelahoidjaga, immunoematoloogilisteks uuringuteks vähemalt 3 ml K2E/K3E vaakumkatsuti (lilla korgiga), mittesteriilsed tupsud, naha antiseptikum, plaaster punktsioonikohta katmiseks, žgutt, käetugi, mittesteriilsed kindad, kandik, statiiv katsutitele, nõelakonteiner ja neerukauss kasutatud vahendite jaoks)
4. Pane endale kindad kätte
5. Vali sobiva suurusega punktsiooninõel
6. Vali sobiv punktsioonikoht
7. Vajadusel aseta õlavarrele žgutt
8. Puhasta punktsioonikoht desinfitseeriva ainega ringjate liigutustega tsentraalselt perfifeersele ja lase kuivada (30 sek)
9. Ava pakendist nõel koos nõelahoidjaga, eemalda nõelakate. Kontroll, et nõelaava oleks vaba.
10. Fikseeri veen mittedomineeriva käe pöidlaga
11. Nõel viiakse läbi naha veeni umbes 10-20 kraadise nurga all nõel lõikepinnaga ülespoole
12. Nõela veeni jõudes hoia nõela paigal ja lükka teise käega katsuti nõelahoidja põhja.  
Kui nõel on veenis, hakkab katsuti täituma. Kui verd ei tule, tõmba nõela ettevaatlikult tagasi või pööra nõela ettevaatlikult. Kui see ei aita eemalda kõigepealt katsuti nõelahoidjast ja alles siis nõel veenist.

Tähis	JVK– 13.3
Viide	PVK-13
Versioon	01

- 13.** Kui hakkab tulema verd, ava žgutt (kui seda kasutati).
- 14.** Oota, kuni vere voolamine katsutisse lakkab. Veri voolab katsutisse kuni vaakum katsutist kaob või kui nõel väljub veenist.
- 15.** Eemalda katsuti nõelahoidjast hoides nõela teise käega paigal.
- 16.** Koheselt pärast nõelahoidjast eemaldamist keera katsutit 5-10 korda rahulikult üles-alla, et veri seguneks katsutis oleva lisandiga.
- 17.** Aseta punktsioonikohale kuiv tups ja eemalda nõel veenist.
- 18.** Kata nõel koheselt turvakaitsega, selleks lükata pöidlaga kaitse nõelale või suruda nõela turvakaitse vastu kõva pinda.
- 19.** Avalda punktsioonikohale kerget survet ja kata plaastri või sidemega.
- 20.** Markeeri katsuti. Ära kunagi lahku patsiendi juurest markeerimata katsutitega!
- 21.** Viska kasutatud nõel koos nõelahoidjaga vastavasse jäätmekäitluskonteinerisse